


WbおよびElisa用Anti-Mrpl20ポリクローナル抗体 - Q9Byc9

商品番号: CM0021619



前書き

ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みのAnti-MRPL20ポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。ミトコンドリアリボソム構造とタンパク質合成の研究に最適です。SWISS: Q9BYC9。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD Validated] MRPL20 Rabbit pAb
備考/別名	L20mt; bL20m; MRP-L20; MRPL20
種	ヒト
遺伝子ID	55052 (Human)
免疫原	合成ペプチド ヒトMRPL20 (NP_060441.2) のアミノ酸50-149内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BYC9
タンパク質分子量	17kDa
配送	アイスバッグ