


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Mrpl21ウサギポリクローナル抗体 - Q7Z2W9

商品番号: CM0019764



前書き

ヒトミトコンドリアリボソームタンパク質MRPL21（bL21m）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAに適しています。約22kDaのバンドを検出します。ミトコンドリア翻訳およびリボソーム生物学に関する研究で検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MRPL21 ウサギpAb
備考／別名	MRPL21 ; L21mt ; MRP-L21 ; ミトコンドリアリボソームタンパク質L21
種	ヒト
GeneID	219927
免疫原	合成ペプチド ヒトMRPL21 (NP_852615.1) のアミノ酸40～140内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q7Z2W9
タンパク質分子量	22kDa
輸送条件	保冷剤