


Wb、Elisa用抗Mrpl22ポリクローナル抗体 - Q9Nwu5

商品番号: CM0021848



前書き

ヒトMRPL22に対するウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAに適しています。MRPL22はミトコンドリア大サブユニットのリボソームタンパク質であり、ミトコンドリアにおけるタンパク質合成に関与しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MRPL22ウサギpAb
備考／別名	MRPL22; HSPC158; L22mt; MRP-L22; MRP-L25; RPML25; ミトコンドリアリボソームタンパク質L22
種	ヒト
GeneID (ヒト)	29093
GeneID	29093
免疫原	ヒトMRPL22のアミノ酸59〜206に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_054899.2)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NWU5
タンパク質分子量	13kDa/14kDa/23kDa
輸送	保冷バッグ