


抗Mrpl23ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - Q16540

商品番号: CM0023900



前書き

ヒト、マウス、ラットを対象とした高品質抗MRPL23ウサギポリクローナル抗体（WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA対応）です。ミトコンドリアリボソームタンパク質L23（約18kDa）を標的とし、IVD研究用途で使用されます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MRPL23 ウサギ pAb
別名	RPL23; L23MRP; RPL23L; MRPL23
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	6150
遺伝子ID	6150
免疫原	ヒトMRPL23（NP_066957.3）のアミノ酸1～153番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16540
タンパク質分子量	18kDa
輸送方法	氷袋梱包