


## Wb、Elisa用 Anti-Mrpl24 ポリクローナル抗体 - Q96A35

商品番号: CM0026160



### 前書き

ヒトミトコンドリアリボソームタンパク質MRPL24を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性あり。ミトコンドリアリボソームおよびタンパク質合成研究のためのツールです。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------|
| 製品名         | MRPL24 ウサギ pAb                                       |
| 備考/別名       | L24mt; MRP-L18; MRP-L24; MRPL24                      |
| 種           | ヒト                                                   |
| GeneID (ヒト) | 79590                                                |
| GeneID      | 79590                                                |
| 免疫原         | ヒトMRPL24のアミノ酸1-216に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_078816.2) |
| 由来          | ウサギ                                                  |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                            |
| 適用          | WB, ELISA                                            |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                           |
| SWISS       | Q96A35                                               |
| タンパク質分子量    | 25kDa                                                |
| 発送          | 保冷バッグ                                                |