


抗Mrpl27ポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, Elisa対応) - Q9P0M9

商品番号: CM0021973



前書き

KD検証済み、Western blot、IHC-P、ELISA用抗MRPL27ウサギポリクローナル抗体。
ヒトMRPL27を検出、マウスと交差反応します。ミトコンドリアタンパク質合成研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] MRPL27 ウサギpAb
備考/別名	L27mt; MRPL27
種	ヒト
GeneID	51264 (ヒト)
免疫原	ヒトMRPL27のアミノ酸49-148の配列に対応する合成ペプチド (NP_057588.1)。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9P0M9
タンパク質重量	16kDa
配送	アイスバッグ