


Wb、Ip、Elisa用抗Mrpl28モノクローナル抗体 - Q13084

商品番号: CM0003680



前書き

MRPL28 (bL28m、p15、MAAT1) を標的とする高特異性ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットでのWB、IP、ELISAが検証済み。ミトコンドリアリボソームおよび腫瘍抗原の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MRPL28 Rabbit mAb
備考/別名	p15; MAAT1; MRPL28
種	ヒト
遺伝子ID	10573
免疫原	ヒトMRPL28 (NP_006419.2) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13084
タンパク質分子量	30kDa
配送	アイスバッグ