


Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用 抗Mrpl28 ウサギポリクローナル抗体 - Q13084

商品番号: CM0028710



前書き

ヒトおよびラットサンプルにおけるWB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISAアプリケーションで検証済みの高品質ウサギ抗MRPL28ポリクローナル抗体。ミトコンドリアリボソームおよびメラノーマ関連抗原研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	MRPL28 ウサギ pAb
備考/別名	p15; MAAT1; MRPL28
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10573
GeneID	10573
免疫原	ヒトMRPL28 (NP_006419.2) のアミノ酸1-256に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q13084
タンパク質分子量	30kDa
発送	保冷バッグ