


Wb、Elisa用抗Mrpl3ポリクローナル抗体 - P09001

商品番号: CM0024175



前書き

ヒトミトコンドリアリボソームタンパク質L3（MRPL3）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しており、ヒトサンプルで検証済みです。ミトコンドリアリボソームおよびタンパク質合成研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MRPL3 Rabbit pAb
備考/別名	MRPL3; COXPD9; MRL3; RPML3; mitochondrial ribosomal protein L3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	11222
遺伝子ID	11222
免疫原	ヒトMRPL3 (NP_009139.1) のアミノ酸249-348内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P09001
タンパク質分子量	38kDa
配送	アイスバッグ