


ウエスタンブロット、Ihc-P、Elisa用 抗Mrpl30 ウサギポリクローナル抗体 - Q8Tcc3

商品番号: CM0024307



前書き

ヒトMRPL30に対するアフィニティ精製ウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IHC-P、ELISAで検証済み。ラットとの交差反応性あり。ミトコンドリアリボソームおよび翻訳研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MRPL30 ウサギ pAb
備考/別名	L28MT; L30MT; MRPL28; RPML28; MRP-L28; MRP-L30; MRPL28M; MRPL30
種	ヒト
遺伝子ID	51263
免疫原	ヒトMRPL30のアミノ酸1-161に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_660213.1)
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q8TCC3
タンパク質分子量	19kDa
発送	保冷バッグ