


Mrpl32に対するウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q9Byc8

商品番号: CM0016931



前書き

ミトコンドリアリボソームタンパク質合成に必須なヒトミトコンドリアリボソームタンパク質MRPL32を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みで、マウスと交差反応します。ミトコンドリア研究や診断に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MRPL32 Rabbit pAb
備考/別名	L32mt; HSPC283; MRP-L32; bMRP-59b; MRPL32
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	64983
遺伝子ID	64983
免疫原	組換えタンパク質。ヒトMRPL32 (NP_114109.1) のアミノ酸19～188番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用分野	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9BYC8
タンパク質分子量	21kDa
発送方法	保冷剤