


Ihc-P、Elisa用Anti-Mrpl33ウサギポリクローナル抗体 - O75394

商品番号: CM0020174



前書き

IHC-

PおよびELISAでバリデーション済みのMRPL33ウサギポリクローナル抗体。39S大サブユニットの構成成分であるヒトミトコンドリアリボソームタンパク質L33 (bL33m) を標的とします。ミトコンドリア翻訳および疾患研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	MRPL33ウサギpAb
備考／別名	L33mt; bL33m; C2orf1; RPL33L; MRP-L33; MRPL33
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9553
遺伝子ID	9553
免疫原	ヒトMRPL33 (NP_004882.1) のアミノ酸1〜65内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O75394
タンパク質分子量	7kDa
配送	保冷バッグ