


Mrpl36に対するウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q9P0J6

商品番号: CM0023535



前書き

ヒトMRPL36（bL36m）に対する高品質ウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ミトコンドリアリボソーム研究やタンパク質合成研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MRPL36 Rabbit pAb
別名	RPMJ, BRIP1, L36mt, bL36m, PRPL36, MRP-L36
対象種	ヒト
GeneID	64979
免疫原	ヒトMRPL36（NP_115868.1）のアミノ酸39～103番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9P0J6
タンパク質分子量	12kDa
発送方法	保冷剤