


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Mrpl38ウサギポリクローナル抗体 - Q96Dv4

商品番号: CM0021478



前書き

WB、IHC-

P、ELISA用に検証済みの高品質な抗MRPL38ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのMRPL38（ミトコンドリア大型リボソームサブユニットタンパク質）を検出。ミトコンドリア翻訳およびタンパク質発現研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	MRPL38 ウサギ pAb
備考／別名	L38MT; RPML3; MRP-L3; HSPC262; MRP-L38; MRPL38
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	64978
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96DV4
タンパク質分子量	45kDa
発送	保冷バッグ