


Wb用抗Mrpl39ポリクローナル抗体 - Q9Nyk5

商品番号: CM0014379



前書き

ミトコンドリア大リボソームサブユニットタンパク質であるMRPL39に特異的なウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルを用いたWBおよびELISA解析でバリデーション済み。ミトコンドリア翻訳研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MRPL39ウサギpAb
備考/別名	L5mt; L39mt; MRPL5; RPML5; MRP-L5; PRED22; PRED66; MSTP003; C21orf92; MRPL39
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	54148
遺伝子ID	54148
免疫原	ヒトMRPL39 (NP_059142.2) のアミノ酸39〜338に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NYK5
タンパク質分子量	39 kDa
配送	保冷バッグ