


Wb、Elisa用抗Mrpl40ポリクローナル抗体 - Q9Nq50

商品番号: CM0021409



前書き

ヒトMRPL40（mL40、ミトコンドリアリボソームタンパク質L40）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。約24 kDaの内在性MRPL40を検出します。ミトコンドリア研究用のヒトサンプルでバリデーション済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MRPL40ウサギpAb
備考／別名	URIM; L40mt; NLVCF; MRPL22; MRP-L22; MRP-L40; MRPL40
種	ヒト
GeneID（ヒト）	64976
GeneID	64976
免疫原	ヒトMRPL40（NP_003767.2）のアミノ酸45～206に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NQ50
タンパク質分子量	24 kDa
輸送	保冷剤