


ウエスタンブロットおよびElisa用 抗Mrpl42 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Y6G3

商品番号: CM0018455



前書き

ウエスタンブロットおよびELISA用に検証済みの抗MRPL42ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウスに反応。ミトコンドリアリボソームタンパク質L42（17kDa）を認識。ミトコンドリア研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MRPL42ウサギpAb
備考／別名	L31MT; L42MT; S32MT; MRPL31; MRPS32; PTD007; RPML31; HSPC204; MRP-L31; MRP-L42; MRP-S32; MRPL42
種	ヒト
GeneID (ヒト)	28977
GeneID	28977
免疫原	ヒトMRPL42 (NP_054769.1) のアミノ酸1-142に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9Y6G3
タンパク質分子量	17kDa
輸送	保冷バッグ