


Anti-Mrpl43ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q8N983

商品番号: CM0019073



前書き

ヒトMRPL43（ミトコンドリアリボソームタンパク質）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫蛍光法、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。ミトコンドリア翻訳の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MRPL43 Rabbit pAb
備考/別名	L43mt; MRP-L43; bMRP36a; MRPL43
種	ヒト
GeneID (ヒト)	84545
GeneID	84545
免疫原	ヒトMRPL43 (NP_789762.1) のアミノ酸80-155に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8N983
タンパク質分子量	23kDa
配送条件	氷袋