


Anti-Mrpl46 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H2W6

商品番号: CM0018557



前書き

ヒトMRPL46（ミトコンドリアリボソームタンパク質mL46）を標的とするウサギポリクローナル抗体。W B、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応します。ミトコンドリア翻訳の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MRPL46 Rabbit pAb
備考/別名	LIECG2; P2ECSL; C15orf4; MRPL46
種	ヒト
遺伝子ID	26589
免疫原	ヒトMRPL46（NP_071446.2）のアミノ酸1-279に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H2W6
タンパク質分子量	32kDa
配送	アイスバッグ