


Wb、Elisa用抗Mrpl50ポリクローナル抗体 - Q8N5N7

商品番号: CM0024394



前書き

ミトコンドリアリボソームタンパク質であるヒトMRPL50（mL50、MRP-L50）に対するウサギ由来ポリクローナル抗体。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒトと交差反応します。ミトコンドリア翻訳研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MRPL50 Rabbit pAb
別名	mL50; MRP-L50
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	54534
遺伝子ID	54534
免疫原	ヒトMRPL50（NP_061924.1）のアミノ酸1～100番目の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISSプロット	Q8N5N7
タンパク質分子量	18kDa
輸送方法	保冷剤