


抗Mrpl51ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q4U2R6

商品番号: CM0016629



前書き

ヒトミトコンドリアリボソームタンパク質MRPL51に対するウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロッティングおよびELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットのMRPL51と交差反応します。ミトコンドリアリボソーム研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MRPL51 ウサギ pAb
備考／別名	CDA09, MRP64, bMRP64, HSPC241, MRPL51
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	51258
遺伝子ID	51258
免疫原	ヒトMRPL51（NP_057581.2）のアミノ酸1-128番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q4U2R6
タンパク質分子量	15kDa
配送方法	氷袋梱包