


Anti-Mrpl52 (Kd Validated) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q86Ts9

商品番号: CM0020541



前書き

ウェスタンブロットおよびELISA用KD検証済み抗MRPL52ウサギポリクローナル抗体。ヒトミトコンドリアリボソームタンパク質L52（14 kDa、Q86TS9）を検出します。ミトコンドリア翻訳の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD Validated] MRPL52 Rabbit pAb
備考/別名	mL52, 39S ribosomal protein L52, L52mt, MRP-L52, Mrpl52, RM52
種	ヒト
GeneID (ヒト)	122704
GeneID	122704
免疫原	合成ペプチド ヒトMRPL52 (NP_848026.1) のアミノ酸24-123内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q86TS9
タンパク質分子量	14kDa
配送	氷袋