


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Mrpl54 ポリクローナル抗体 - Q6P161

商品番号: CM0014748



前書き

MRPL54 ウサギ

pAbは、ヒトミトコンドリアリボソーム大サブユニットタンパク質mL54 (L54mt)

を特異的に検出します。WB、IHC-

P、ELISAアプリケーションで検証済みです。ミトコンドリア翻訳およびリボソーム研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MRPL54 ウサギ pAb
備考/別名	L54mt; MRP-L54; MRPL54
種	ヒト
GeneID (ヒト)	116541
GeneID	116541
免疫原	ヒトMRPL54 (NP_758455.1) のアミノ酸1-138に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q6P161
タンパク質分子量	16kDa
発送	保冷バッグ