


WbおよびElisa用 Anti-Mrpl55 ポリクローナル抗体 - Q9Cz83

商品番号: CM0024137



前書き

ミトコンドリアリボソームタンパク質Mrpl55に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスとの交差反応性があり、WBおよびELISAに適しています。ミトコンドリア研究およびタンパク質合成研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Mrpl55 ウサギ pAb
備考/別名	L55mt; MRP-L55; 2810038N09Rik; Mrpl55
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	128308
遺伝子ID	67212
免疫原	マウスMrpl55のアミノ酸33-127に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001289265.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9CZ83
タンパク質分子量	15kDa
発送	保冷バッグ