


Wb、Elisa用抗Mrpl55ポリクローナル抗体 - Q7Z7F7

商品番号: CM0019525



前書き

ミトコンドリアリボソームタンパク質であるヒトMRPL55に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでバリデーション済みで、ミトコンドリア翻訳およびタンパク質合成の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MRPL55ウサギpAb
備考／別名	L55nt; MRP-L55; AAVG5835; PRO19675; MRPL55
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	128308
遺伝子ID	128308
免疫原	ヒトMRPL55のアミノ酸1～128に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001308213.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q7Z7F7
タンパク質分子量	15kDa
輸送	保冷バッグ