


Wb、If/Icc、Elisa用抗Mrpl9ポリクローナル抗体 - Q9Byd2

商品番号: CM0018832



前書き

ミトコンドリアリボソームタンパク質MRPL9に対するKD検証済みウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAへの適用が可能です。ヒト、マウス、ラットの試料中の内在性MRPL9を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] MRPL9 ウサギpAb
別名	L9mt; MRPL9
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	65005
遺伝子ID	65005
免疫原	ヒトMRPL9 (NP_113608.1) のアミノ酸53～267番の配列に相当する組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BYD2
タンパク質分子量	30kDa
輸送方法	氷袋梱包