


Wb、If-P、Elisa用抗Mrps11モノクローナル抗体 - P82912

商品番号: CM0005185



前書き

ミトコンドリアリボソームタンパク質であるヒトMRP S11を標的とするウサギモノクローナル抗体です。WB、IF-P、ELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示します。ミトコンドリア研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MRPS11 ウサギmAb
備考/別名	HCC-2; S11mt; MRP-S11
種	ヒト
GeneID (ヒト)	64963
GeneID	64963
免疫原	合成ペプチド ヒトMRPS11(NP_001308899.1)のアミノ酸95～194番目の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P82912
タンパク質分子量	21kDa
発送方法	保冷剤