


抗Mrps11ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用途） - P82912

商品番号: CM0023147



前書き

MRPS11に対するウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット、免疫蛍光法、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットのミトコンドリアリボソームタンパク質S11を検出し、ミトコンドリア機能やがん研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MRPS11 Rabbit pAb
備考／別名	MRPS11; HCC-2; MRP-S11; S11mt; ミトコンドリアリボソームタンパク質S11
生物種	ヒト
GeneID (ヒト)	64963
GeneID	64963
免疫原	ヒトMRPS11 (NP_001308899.1) のアミノ酸95～194番領域の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P82912
タンパク質分子量	16kDa/20kDa
発送方法	保冷剤同梱