


ウェスタンブロット、Elisa用 抗Mrps12 ウサギポリクローナル抗体 - O15235

商品番号: CM0020367



前書き

ヒトMRPS12ミトコンドリアリボソームタンパク質を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。ヒトサンプルで検証済み。予想分子量は約15

kDa。ミトコンドリア翻訳研究に最適です。UniProt: O15235。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MRPS12 ウサギ pAb
備考/別名	MRPS12; MPR-S12; MT-RPS12; RPMS12; RPS12; RPSM12; ミトコンドリアリボソームタンパク質 S12
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6183
遺伝子ID	6183
免疫原	ヒトCYB5R3 (NM_000398.7) のアミノ酸20-138に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	ウェスタンブロット、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O15235
タンパク質分子量	15kDa
発送	保冷バッグ