


Mrps12に対するウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O15235

商品番号: CM0017880



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みのMRPS12に対するウサギポリクローナル抗体です。ヒトミトコンドリアリボソームタンパク質S12（O15235）を標的とします。このタンパク質はミトコンドリアタンパク質合成に必須の小サブユニットの構成要素であり、ミトコンドリア機能障害の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MRPS12 Rabbit pAb
備考/別名	RPS12; RPMS12; RPSM12; MPR-S12; MT-RPS12; MRPS12
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6183
GeneID	6183
免疫原	ヒトMRPS12（NP_203527.1）のアミノ酸30～138番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O15235
タンパク質分子量	15kDa
配送方法	氷袋梱包