


抗Mrps14ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用途） - O60783

商品番号: CM0015358



前書き

ミトコンドリアリボソームタンパク質であるヒトMRP S14 (uS14m) を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAに適しており、マウスおよびラットと交差反応性を示します。ミトコンドリア翻訳および疾患研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MRPS14 ウサギpAb
備考/別名	S14mt; COXPD38; MRP-S14; HSMRPS14; DJ262D12.2; MRPS14
種	ヒト
GeneID	63931
免疫原	ヒトMRPS14 (NP_071383.1) のアミノ酸1-128に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	O60783
タンパク質分子量	15kDa
発送	氷袋梱包