


抗Mrps15 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - P82914

商品番号: CM0006187



前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA用の抗MRPS15 ウサギモノクローナル抗体です。28S小リボソームサブユニットの構成要素であるヒトミトコンドリアリボソームタンパク質S15（MRP-S15、uS15m）を認識します。診断および研究用途に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MRPS15 ウサギmAb
備考/別名	DC37、S15mt、RPMS15、MPR-S15、MRPS15
対象種	ヒト
GeneID	64960
免疫原	ヒトMRPS15（P82914）のアミノ酸158～257番の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P82914
タンパク質分子量	30kDa
発送方法	保冷剤