


WbおよびElisa用 抗Mrps18Aウサギポリクローナル抗体 - Q9Nvs2

商品番号: CM0022655



前書き

Western blotおよびELISA用の高品質な抗MRPS18A (mL66)

ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスと反応します。ミトコンドリアリボソームタンパク質の機能研究に最適。22 kDa。Q9NVS2。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MRPS18A ウサギpAb
備考/別名	mL66; S18bmt; S18mt-a; MRPS18-3; HumanS18b; MRP-S18-3; MRP-S18-a; MRPS18A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55168
GeneID	55168
免疫原	ヒトMRPS18A (NP_060605.1) のアミノ酸97-196の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	Q9NVS2
タンパク質重量	22kDa
配送	アイスバッグ