


Anti-Mrps18B Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Y676

商品番号: CM0018119



前書き

ヒトMRPS18B（ミトコンドリアリボソームタンパク質mS40）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。ミトコンドリア翻訳やリボソームの研究に役立ちます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	MRPS18B Rabbit pAb
備考/別名	PTD017; S18amt; C6orf14; HSPC183; MRPS18-2; HumanS18a; MRP-S18-2; MRPS18B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	28973
GeneID	28973
免疫原	組換えタンパク質 ヒトMRPS18B (NP_054765.1) のアミノ酸1-258に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y676
タンパク質分子量	29kDa
配送	氷袋