


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Mrps18Cウサギポリクローナル抗体 - Q9Y3D5

商品番号: CM0021920



前書き

小型28Sサブユニットのミトコンドリアリボソームタンパク質であるMRPS18Cに対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでバリデーション済み。ヒト、マウス、ラットに反応します。ミトコンドリア翻訳研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MRPS18CウサギpAb
備考/別名	CGI-134; S18mt-c; MRPS18-1; mrps18-c; MRP-S18-1; MRP-S18-c; MRPS18C
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51023
GeneID	51023
免疫原	ヒトMRPS18C (NP_057151.1) のアミノ酸1〜142に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y3D5
タンパク質分子量	16kDa
配送	保冷バッグ