


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Mrps2 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Y399

商品番号: CM0015344



前書き

このウサギポリクローナル抗体は、ヒトMRPS2（S2mt）を認識します。MRPS2は、タンパク質合成に必須のミトコンドリアリボソーム構成成分です。WB、IHC-P、ELISAで検証済みであり、マウスMRPS2も検出します。ミトコンドリア翻訳および疾患研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MRPS2 ウサギ pAb
備考/別名	S2mt; CGI-91; MRP-S2; COXPD36; MRPS2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51116
GeneID	51116
免疫原	ヒトMRPS2のアミノ酸1-296を含む組換え融合タンパク質 (NP_057118.1)
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q9Y399
タンパク質分子量	33kDa
発送	保冷バッグ