


Ihc、Elisa用 抗Mrps21 ウサギポリクローナル抗体 - P82921

商品番号: CM0019196



前書き

ミトコンドリアリボソームタンパク質MRPS21 (bS21m)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。IHC-PおよびELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットのサンプルに反応性を示します。ミトコンドリア生物学およびタンパク質合成研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MRPS21 ウサギ pAb
備考/別名	bS21m; MDS016; RPMS21; MRP-S21
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	54460
遺伝子ID	54460
免疫原	組換えタンパク質 ヒトMRPS21 (NP_114107.2) のアミノ酸1-87に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P82921
タンパク質分子量	10kDa
発送	保冷バッグ