


Anti-Mrps22 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P82650

商品番号: CM0028658



前書き

WBおよびELISAに使用可能な、MRPS22（ミトコンドリアリボソームタンパク質S22）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットとの交叉反応性を示します。分子量は約41 kDa。ミトコンドリア翻訳および原発性ミトコンドリア疾患の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MRPS22 Rabbit pAb
備考/エイリアス	GIBT; ODG7; GK002; C3orf5; COXPD5; RPMS22; MRP-S22; MRPS22
種	ヒト
GeneID	56945
免疫原	ヒトMRPS22 (NP_064576.1) のアミノ酸1-360に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交叉反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P82650
タンパク質分子量	41kDa
配送	氷袋