


ウェスタンブロット、If/Icc、Elisa用 抗Mrps23 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Y3D9

商品番号: CM0023817



前書き

ヒトMRPS23（原発性ミトコンドリア病およびCOXP D46に關与するミトコンドリアリボソームタンパク質）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAアプリケーションで検証済み。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MRPS23 ウサギ pAb
備考/別名	CGI-138; COXPD46; HSPC329; MRP-S23; MRPS23
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51649
GeneID	51649
免疫原	ヒトMRPS23 (NP_057154.2) のアミノ酸1-190に対応する組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9Y3D9
タンパク質分子量	22kDa
配送	保冷バッグ