

抗Mrps23ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q9Y3D9

商品番号: CM0023807

前書き

ヒトMRPS23を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体です。MRPS23は原発性ミトコンドリア病およびCOXPD46に関与するミトコンドリアリボソームタンパク質です。ウエスタンブロッティング、IF/ICC、ELISAのアプリケーションで検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MRPS23 Rabbit pAb
別名	CGI-138; COXPD46; HSPC329; MRP-S23; MRPS23
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	51649
遺伝子ID	51649
免疫原	ヒトMRPS23（NP_057154.2）のアミノ酸1～190番目の配列に対応する組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
対応アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISSプロットID	Q9Y3D9
タンパク質分子量	22kDa
発送方法	保冷剤