


抗Mrps25 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P82663

商品番号: CM0027015



前書き

CamelBioは、ヒト検体のWBおよびELISA向けにウサギポリクローナル抗MRPS25抗体を提供しています。標的は20kDaのミトコンドリアリボソームタンパク質S25で、ミトコンドリア病研究およびアッセイ開発に関連しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MRPS25 ウサギpAb
別名	RPMS25; COXPD50; MRP-S25; MRPS25
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	64432
GeneID	64432
免疫原	ヒトMRPS25 (NP_071942.1)のアミノ酸104-173に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P82663
タンパク質分子量	20kDa
発送方法	保冷剤