


Anti-Mrps28 ウサギポリクローナル抗体 Wb、If/Icc、Elisa対応 - Q9Y2Q9

商品番号: CM0028363



前書き

ヒトMRPS28

(bS1m)に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。ヒトおよびマウスと交差反応します。ミトコンドリア翻訳および疾患研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MRPS28 Rabbit pAb
備考／別名	MRPS35; COXPD47; HSPC007; MRP-S28; MRP-S35; MRPS28
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	28957
遺伝子ID	28957
免疫原	組換えタンパク質 ヒトMRPS28 (NP_054737.1)のアミノ酸1-187番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9Y2Q9
タンパク質分子量	21kDa
輸送方法	保冷剤