


Anti-Mrps30ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Ip、Elisa対応） - Q9Np92

商品番号: CM0024892



前書き

ヒトMRPS30（PAP、PDCD9、S30mtとしても知られる）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IP、ELISAアプリケーションで検証済み。ヒト、マウス、ラットのミトコンドリアリボソームタンパク質mL65と反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MRPS30 Rabbit pAb
備考/別名	PAP; PDCD9; S30mt; MRP-S30; MRPS30
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10884
GeneID	10884
免疫原	ヒトMRPS30（NP_057724.2）のアミノ酸190-439に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NP92
タンパク質分子量	50kDa
配送	アイスバッグ