


Wb、Elisa用抗Mrps31ウサギモノクローナル抗体 - Q92665

商品番号: CM0002671



前書き

ヒトMRPS31（ミトコンドリアリボソームタンパク質S31）に対する高品質ウサギモノクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応性を示します。ミトコンドリア翻訳研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MRPS31 ウサギmAb
備考/別名	S31mt; IMOGN38; MRP-S31; MRPS31
種	ヒト
GeneID（ヒト）	10240
GeneID	10240
免疫原	合成ペプチド ヒトMRPS31（Q92665）のアミノ酸296～395番内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92665
タンパク質分子量	45kDa
発送方法	保冷剤