


Wb、If/Icc、Elisa用抗Mrps31ウサギポリクローナル抗体 - Q92665

商品番号: CM0016539



前書き

ミトコンドリアリボソームタンパク質MRPS31 (S31mt、MRP-S31) を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびラット試料を用いたウエスタンブロット、免疫蛍光法、ELISAで検証済み。約45 kDaのバンドを検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MRPS31ウサギpAb
備考/別名	S31mt ; IMOGN38 ; MRP-S31 ; MRPS31
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10240
免疫原	ヒトMRPS31 (NP_005821.2) のアミノ酸66〜395に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q92665
タンパク質分子量	45 kDa
配送	保冷バッグ