


Mrps35に対するウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - P82673

商品番号: CM0017624



前書き

ヒトのミトコンドリアリボソームタンパク質MRPS35に特異的な高品質ウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しており、マウスと交差反応します。ミトコンドリアリボソーム研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MRPS35 ウサギpAb
備考・別名	MDS023; MRPS28; MRP-S28; HDCMD11P; MRPS35
由来種	ヒト
GeneID (ヒト)	60488
GeneID	60488
免疫原	ヒトMRPS35 (NP_068593.2) のアミノ酸1〜323番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P82673
タンパク質分子量	37kDa
発送方法	保冷剤同梱