


WbおよびElisa用抗Mrps6ウサギポリクローナル抗体 - P82932

商品番号: CM0028953



前書き

ヒトMRPS6を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。翻訳およびリボソーム生物学におけるミトコンドリアリボソームタンパク質S6の研究に適しています。タンパク質分子量は14 kDa、製品番号P82932です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MRPS6 Rabbit pAb
略称/別名	S6mt; RPMS6; MRP-S6; C21orf101; MRPS6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	64968
GeneID	64968
免疫原	ヒトMRPS6 (NP_115865.1) のアミノ酸1〜125番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P82932
タンパク質分子量	14kDa
配送	保冷剤同梱