


Wb、Elisa用抗Mrps7ポリクローナル抗体 - Q9Y2R9

商品番号: CM0018916



前書き

ミトコンドリアリボソームタンパク質S7 (MRPS7) に対するKDバリデーション済みウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAアプリケーションに適しています。ヒトMRPS7を標的とし、タンパク質分子量は約28 kDaです。ミトコンドリア研究や疾患研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	[KDバリデーション済み] MRPS7 ウサギpAb
備考/別名	MRPS7; MRP-S; MRP-S7; RP-S7; RPMS7; S7mt; bMRP27a; ミトコンドリアリボソームタンパク質S7
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51081
GeneID	51081
免疫原	ヒトMRPS7 (NP_057055.2) のアミノ酸40～140領域内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9Y2R9
タンパク質分子量	28kDa
輸送方法	保冷剤