


Anti-Mrps7 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2R9

商品番号: CM0023361



前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのMRPS7（28kDa、Q9Y2R9）と反応します。ミトコンドリアリボソームの研究および原発性ミトコンドリア病の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MRPS7 Rabbit pAb
備考/別名	S7mt; MRP-S; RP-S7; RPMS7; MRP-S7; COXPD34; bMRP27a; MRPS7
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51081
GeneID	51081
免疫原	ヒトMRPS7 (NP_057055.2) のアミノ酸110-190に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y2R9
タンパク質分子量	28kDa
配送	氷袋