


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Mrps9ポリクローナル抗体 - P82933

商品番号: CM0017367



前書き

ヒトMRPS9（ミトコンドリアリボソームタンパク質S9）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISA用。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。ミトコンドリア翻訳およびリボソーム研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MRPS9 Rabbit pAb
備考/別名	S9mt; RPMS9; MRP-S9; MRPS9
種	ヒト
GeneID (ヒト)	64965
GeneID	64965
免疫原	ヒトMRPS9 (NP_872578.1) のアミノ酸237-396に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P82933
タンパク質分子量	46kDa
配送	アイスバッグ